

کد ملی (Code)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	ارزش پایه بیهوشی	خصوصی	خبریه	عمومی	دولتی غیر تمام وقت
۷۰۲۰۰۰	#	سی تی اسکن مغز (بدون تزریق)		۴.۳۶	۱.۲۷	۳.۰۹	۰	۶.۲۱۲.۲۹۰	۵.۳۸۷.۲۶۰	۲.۹۱۲.۱۷۰	۱.۷۰۶.۰۶۰
۷۰۲۰۰۵	#	سی تی اسکن مغز (با تزریق)		۵.۱۲	۱.۶	۳.۵۲	۰	۷.۱۶۳.۸۴۰	۶.۲۲۴.۰۰۰	۳.۴۰۴.۴۸۰	۱.۹۸۹.۷۶۰
۷۰۲۰۱۰	#	سی تی اسکن مغز (با و بدون تزریق)		۸.۳۲	۳.۰۲	۵.۳	۰	۱۱.۱۳۳.۴۶۰	۹.۷۱۸.۳۶۰	۵.۴۷۳.۰۶۰	۳.۱۸۰.۴۴۰
۷۰۲۰۱۵	#	سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیمال (بدون تزریق)		۸.۳۲	۳.۰۲	۵.۳	۰	۱۱.۱۳۳.۴۶۰	۹.۷۱۸.۳۶۰	۵.۴۷۳.۰۶۰	۳.۱۸۰.۴۴۰
۷۰۲۰۲۰	#	سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیمال (با تزریق)		۹.۴۹	۳.۴۴	۶.۰۵	۰	۱۲.۷۰۴.۷۷۰	۱۱.۰۸۹.۴۲۰	۶.۲۴۳.۳۷۰	۳.۶۲۸.۲۸۰
۷۰۲۰۲۵	#	سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیمال (با و بدون تزریق)		۱۴.۲۴	۵.۱۷	۹.۰۷	۰	۱۹.۰۵۳.۹۵۰	۱۶.۶۳۲.۲۶۰	۹.۳۶۷.۱۹۰	۵.۴۴۳.۳۰۰
۷۰۲۰۳۰	#	سی تی اسکن مقاطع کرونال - ساجیتال یا ابلیک		۸.۳۲	۳.۰۲	۵.۳	۰	۱۱.۱۳۳.۴۶۰	۹.۷۱۸.۳۶۰	۵.۴۷۳.۰۶۰	۳.۱۸۰.۴۴۰
۷۰۲۰۳۵	#	سی تی اسکن پوسترئوروسا با مقاطع ظریف (با و بدون تزریق)		۷	۲	۵	۰	۱۰.۰۲۱.۰۰۰	۸.۶۸۶.۰۰۰	۴.۶۸۱.۰۰۰	۲.۷۴۴.۰۰۰
۷۰۲۰۴۰	#	سی تی اسکن صورت و سینوس - یک جهت (کرونال یا آگزیمال) بدون تزریق		۴.۳۶	۱.۲۷	۳.۰۹	۰	۶.۲۱۲.۲۹۰	۵.۳۸۷.۲۶۰	۲.۹۱۲.۱۷۰	۱.۷۰۶.۰۶۰
۷۰۲۰۴۵	#	سی تی اسکن صورت و سینوس - یک جهت با تزریق		۵.۱۴	۱.۶۱	۳.۵۳	۰	۷.۱۸۷.۲۹۰	۶.۲۴۴.۷۸۰	۳.۴۱۷.۲۵۰	۱.۹۹۷.۰۶۰
۷۰۲۰۵۰	#	سی تی اسکن صورت و سینوس - یک جهت با و بدون تزریق		۷.۴۷	۲.۱۷	۵.۳	۰	۱۰.۶۵۰.۶۶۰	۹.۲۳۵.۵۶۰	۴.۹۹۰.۲۶۰	۲.۹۲۳.۷۴۰
۷۰۲۰۵۵	#	سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق		۴.۳۶	۱.۲۷	۳.۰۹	۰	۶.۲۱۲.۲۹۰	۵.۳۸۷.۲۶۰	۲.۹۱۲.۱۷۰	۱.۷۰۶.۰۶۰
۷۰۲۰۶۰	#	سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق		۴.۹۸	۱.۴۵	۳.۵۳	۰	۷.۰۹۶.۴۱۰	۶.۱۵۳.۹۰۰	۳.۳۲۶.۳۷۰	۱.۹۴۸.۷۴۰
۷۰۲۰۶۵	#	سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق		۷.۴۷	۲.۱۷	۵.۳	۰	۱۰.۶۵۰.۶۶۰	۹.۲۳۵.۵۶۰	۴.۹۹۰.۲۶۰	۲.۹۲۳.۷۴۰
۷۰۲۰۷۰	#	سی تی اسکن صورت و سینوس - دو جهت بدون تزریق		۸.۳۲	۳.۰۲	۵.۳	۰	۱۱.۱۳۳.۴۶۰	۹.۷۱۸.۳۶۰	۵.۴۷۳.۰۶۰	۳.۱۸۰.۴۴۰
۷۰۲۰۷۵	#	سی تی اسکن صورت و سینوس - دو جهت با تزریق		۹.۴۹	۳.۴۴	۶.۰۵	۰	۱۲.۷۰۴.۷۷۰	۱۱.۰۸۹.۴۲۰	۶.۲۴۳.۳۷۰	۳.۶۲۸.۲۸۰
۷۰۲۰۸۰	#	سی تی اسکن صورت و سینوس - دو جهت با و بدون تزریق		۱۴.۲	۵.۲	۹	۰	۱۸.۹۴۶.۶۰۰	۱۶.۵۴۳.۶۰۰	۹.۳۳۴.۶۰۰	۵.۴۲۲.۴۰۰
۷۰۲۰۸۵	#	سی تی اسکن دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم		۴.۷۲	۱.۳۷	۳.۳۵	۰	۶.۷۳۱.۱۱۰	۵.۸۳۶.۶۶۰	۳.۱۵۳.۳۱۰	۱.۸۴۷.۵۴۰
۷۰۲۰۹۰	#	سی تی اسکن اوربیت (هر جهت و بدون تزریق)		۴.۴۹	۲.۱۴	۲.۳۵	۰	۵.۳۹۱.۴۷۰	۴.۷۶۴.۰۲۰	۲.۸۸۱.۶۷۰	۱.۶۵۲.۰۸۰
۷۰۲۰۹۵	#	سی تی اسکن اوربیت (هر جهت- با تزریق)		۴.۵۹	۱.۶۷	۲.۹۲	۰	۶.۱۳۷.۴۰۰	۵.۳۵۷.۷۶۰	۳.۰۱۸.۸۴۰	۱.۷۵۴.۱۰۰
۷۰۲۱۰۰	#	سی تی اسکن اوربیت (هر جهت- با و بدون تزریق)		۷.۱	۲.۸۸	۴.۲۲	۰	۹.۱۳۴.۷۸۰	۸.۰۰۸.۰۴۰	۴.۶۲۷.۸۲۰	۲.۶۷۵.۹۲۰
۷۰۲۱۰۵	#	سی تی اسکن اوربیت -سلا- پوسترئور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق		۴.۸۵	۱.۷۶	۳.۰۹	۰	۶.۴۹۰.۶۱۰	۵.۶۶۵.۵۸۰	۳.۱۹۰.۴۹۰	۱.۸۵۴.۰۴۰
۷۰۲۱۱۰	#	سی تی اسکن اوربیت -سلا- پوسترئور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق		۷.۱	۲.۸۸	۴.۲۲	۰	۹.۱۳۴.۷۸۰	۸.۰۰۸.۰۴۰	۴.۶۲۷.۸۲۰	۲.۶۷۵.۹۲۰

۳,۶۳۰,۳۶۰	۶,۲۶۶,۲۹۰	۱۰,۹۵۲,۱۴۰	۱۲,۵۱۴,۰۹۰	۰	۵.۸۵	۳.۷۳	۹.۵۸		سی تی اسکن اوربیت-سلا پوستریور فوسا داخلی خارجی یا میانی با و بدون تزریق گوش	#	۷۰۲۱۱۵
۲,۲۰۴,۲۲۰	۳,۷۸۴,۸۰۰	۶,۷۹۶,۵۶۰	۷,۸۰۰,۴۸۰	۰	۳.۷۶	۱.۹۷	۵.۷۳		سی تی اسکن اوربیت (دو جهت - بدون تزریق)	#	۷۰۲۱۲۰
۲,۲۷۳,۲۲۰	۳,۸۸۹,۶۲۰	۷,۱۰۹,۶۴۰	۸,۱۸۲,۹۸۰	۰	۴.۰۲	۱.۸۳	۵.۸۵		سی تی اسکن اوربیت (دو جهت - با تزریق)	#	۷۰۲۱۲۵
۳,۵۲۴,۱۲۰	۶,۰۳۰,۱۹۰	۱۱,۰۲۰,۴۲۰	۱۲,۶۸۳,۸۳۰	۰	۶.۲۳	۲.۸۴	۹.۰۷		سی تی اسکن اوربیت دو جهت با و بدون تزریق	#	۷۰۲۱۳۰
۱,۴۱۸,۵۶۰	۲,۴۲۷,۱۱۰	۴,۴۳۷,۶۲۰	۵,۱۰۷,۷۹۰	۰	۲.۵۱	۱.۱۴	۳.۶۵		سی تی اسکن گوش داخلی - یک جهت و بدون تزریق (استخوان پتروس)	#	۷۰۲۱۳۵
۱,۳۵۳,۶۶۰	۲,۲۸۷,۷۷۰	۴,۴۴۲,۴۶۰	۵,۱۶۰,۶۹۰	۰	۲.۶۹	۰.۶۷	۳.۳۶		سی تی اسکن گوش - یک جهت با تزریق	#	۷۰۲۱۴۰
۲,۰۶۱,۳۲۰	۳,۴۸۹,۱۶۰	۶,۷۲۵,۲۰۰	۷,۸۰۳,۸۸۰	۰	۴.۰۴	۱.۱	۵.۱۴		سی تی اسکن گوش - یک جهت با و بدون تزریق	#	۷۰۲۱۴۵
۲,۳۶۲,۸۴۰	۴,۰۴۲,۸۲۰	۷,۳۹۱,۰۰۰	۸,۵۰۷,۰۶۰	۰	۴.۱۸	۱.۹	۶.۰۸		سی تی اسکن گوش داخلی کورونال و آگزیا ل (استخوان پتروس)	#	۷۰۲۱۵۰
۲,۳۶۲,۸۴۰	۴,۰۴۲,۸۲۰	۷,۳۹۱,۰۰۰	۸,۵۰۷,۰۶۰	۰	۴.۱۸	۱.۹	۶.۰۸		سی تی اسکن گوش داخلی پوستریور فوسا (در دو جهت)	#	۷۰۲۱۵۵
۲,۲۰۹,۳۲۰	۳,۷۵۶,۰۰۰	۷,۰۸۸,۱۶۰	۸,۱۹۸,۸۸۰	۰	۴.۱۶	۱.۴۲	۵.۵۸		سی تی اسکن گوش - دو جهت با تزریق	#	۷۰۲۱۶۰
۳,۳۷۷,۴۲۰	۵,۷۴۱,۸۰۰	۱۰,۸۳۶,۱۶۰	۱۲,۵۳۴,۲۸۰	۰	۶.۳۶	۲.۱۷	۸.۵۳		سی تی اسکن گوش - دو جهت با و بدون تزریق	#	۷۰۲۱۶۵
۲,۰۶۶,۸۰۰	۳,۵۳۲,۱۰۰	۶,۴۹۵,۸۰۰	۷,۴۸۳,۷۰۰	۰	۳.۷	۱.۶	۵.۳	(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)	سیسترنوگرافی مغز-در یک جهت	#	۷۰۲۱۷۰
۲,۵۶۷,۸۰۰	۴,۳۶۸,۸۰۰	۸,۲۱۳,۶۰۰	۹,۴۹۵,۲۰۰	۰	۴.۸	۱.۷	۶.۵	(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)	سیسترنوگرافی مغز-در دو جهت	#	۷۰۲۱۷۵
۲,۲۷۳,۲۲۰	۳,۸۸۹,۶۲۰	۷,۱۰۹,۶۴۰	۸,۱۸۲,۹۸۰	۰	۴.۰۲	۱.۸۳	۵.۸۵		گازمه آنوسیسترنوگرافی - دو طرفه برای گوش داخلی	#	۷۰۲۱۸۰
۲,۶۶۴,۹۸۰	۴,۵۳۰,۴۶۰	۸,۵۵۱,۴۸۰	۹,۸۹۱,۸۲۰	۰	۵.۰۲	۱.۷۱	۶.۷۳		سی تی اسکن فک پایین یا بالا، اگزیا ل با بازسازی ساجیتال و کرونال	#	۷۰۲۱۸۵
۳,۳۶۰,۷۴۰	۵,۷۵۰,۷۴۰	۱۰,۵۰۸,۶۸۰	۱۲,۰۹۴,۶۶۰	۰	۵.۹۴	۲.۷۱	۸.۶۵		سی تی اسکن سری کامل TMJ اگزیا ل و کرونال و ساجیتال	#	۷۰۲۱۹۰
۲,۷۶۰,۰۴۰	۴,۷۴۹,۵۶۰	۸,۴۳۴,۱۶۰	۹,۶۶۲,۳۶۰	۰	۴.۶	۲.۶۲	۷.۲۲		سی تی اسکن سری گوش برای پیوند کولکنه با فیلمهای زوم	#	۷۰۲۱۹۵
۱,۹۳۹,۱۶۰	۳,۳۱۷,۹۵۰	۶,۰۶۵,۲۸۰	۶,۹۸۱,۱۹۰	۰	۳.۴۳	۱.۵۶	۴.۹۹		سی تی اسکن گردن - بدون تزریق	#	۷۰۲۲۰۰
۲,۱۲۵,۷۰۰	۳,۶۳۷,۱۲۰	۶,۶۴۸,۸۸۰	۷,۶۵۲,۸۰۰	۰	۳.۷۶	۱.۷۱	۵.۴۷		سی تی اسکن گردن - با تزریق	#	۷۰۲۲۰۵
۳,۲۵۲,۲۴۰	۵,۵۶۴,۹۱۰	۱۰,۱۷۰,۶۶۰	۱۱,۷۰۵,۹۱۰	۰	۵.۷۵	۲.۶۲	۸.۳۷		سی تی اسکن گردن - با و بدون تزریق	#	۷۰۲۲۱۰
۲,۱۲۵,۷۰۰	۳,۶۳۷,۱۲۰	۶,۶۴۸,۸۸۰	۷,۶۵۲,۸۰۰	۰	۳.۷۶	۱.۷۱	۵.۴۷		سی تی اسکن دینامیک گردن	#	۷۰۲۲۱۵
۱,۴۱۸,۵۶۰	۲,۴۲۷,۱۱۰	۴,۴۳۷,۶۲۰	۵,۱۰۷,۷۹۰	۰	۲.۵۱	۱.۱۴	۳.۶۵		سی تی اسکن حنجره - یک جهت ۲ میلیمتری و بدون تزریق	#	۷۰۲۲۲۰
۱,۶۵۵,۴۲۰	۲,۸۴۸,۶۰۰	۵,۰۵۹,۳۶۰	۵,۷۹۶,۲۸۰	۰	۲.۷۶	۱.۵۷	۴.۳۳		سی تی اسکن حنجره - یک جهت ۲ میلیمتری و با تزریق	#	۷۰۲۲۲۵
۲,۴۷۳,۵۸۰	۴,۲۴۷,۲۶۰	۷,۶۲۷,۴۸۰	۸,۷۵۴,۲۲۰	۰	۴.۲۲	۲.۲۱	۶.۴۳		سی تی اسکن حنجره - یک جهت ۲ میلیمتری و با و بدون تزریق	#	۷۰۲۲۳۰

۲,۱۲۵,۷۰۰	۳,۶۳۷,۱۲۰	۶,۶۴۸,۸۸۰	۷,۶۵۲,۸۰۰	.	۳,۷۶	۱,۷۱	۵,۴۷		سی تی اسکن حنجره - دو جهت	#	۷۰۲۲۳۵
۱,۹۰۹,۷۲۰	۳,۲۵۹,۷۰۰	۶,۰۳۱,۱۶۰	۶,۹۵۴,۹۸۰	.	۳,۴۶	۱,۴۲	۴,۸۸		سی تی اسکن ریه و مדיاستن - بدون تزریق	#	۷۰۲۲۴۰
۲,۱۸۰,۰۶۰	۳,۷۲۹,۳۶۰	۶,۷۵۱,۱۲۰	۷,۷۵۵,۰۴۰	.	۳,۷۶	۱,۸۹	۵,۶۵		سی تی اسکن ریه و مדיاستن - با تزریق	#	۷۰۲۲۴۵
۳,۲۶۳,۸۲۰	۵,۵۸۴,۷۷۰	۱۰,۲۰۶,۵۴۰	۱۱,۷۴۷,۱۳۰	.	۵,۷۷	۲,۶۳	۸,۴		سی تی اسکن ریه و مדיاستن - با و بدون تزریق	#	۷۰۲۲۵۰
۲,۲۰۴,۲۲۰	۳,۷۸۴,۸۰۰	۶,۷۹۶,۵۶۰	۷,۸۰۰,۴۸۰	.	۳,۷۶	۱,۹۷	۵,۷۳		سی تی اسکن مדיاستن یا ریه - با تزریق دینامیک	#	۷۰۲۲۵۵
۲,۲۰۹,۳۲۰	۳,۷۵۶,۰۰۰	۷,۰۸۸,۱۶۰	۸,۱۹۸,۸۸۰	.	۴,۱۶	۱,۴۲	۵,۵۸		سی تی اسکن با قدرت تفکیک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العاده (UHRCT) - بدون تزریق	#	۷۰۲۲۶۰
۲,۵۲۵,۱۰۰	۴,۲۹۷,۷۰۰	۸,۳۲۲,۶۰۰	۹,۵۳۰,۹۰۰	.	۴,۹	۱,۴۵	۶,۳۵		سی تی اسکن با قدرت تفکیک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العاده (UHRCT) - با تزریق	#	۷۰۲۲۶۵
۳,۷۹۶,۳۴۰	۶,۴۴۵,۲۴۰	۱۲,۲۴۴,۴۸۰	۱۴,۱۷۷,۵۶۰	.	۷,۲۴	۲,۳۱	۹,۵۵		سی تی اسکن با قدرت تفکیک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العاده (UHRCT) - با و بدون تزریق	#	۷۰۲۲۷۰
۴,۵۸۸,۴۸۰	۷,۸۵۱,۵۹۰	۱۴,۳۴۷,۷۰۰	۱۶,۵۱۳,۰۷۰	.	۸,۱۱	۳,۷	۱۱,۸۱		سی تی اسکن سه بعدی هر قسمت از بدن و صورت	#	۷۰۲۲۷۵
۲,۲۷۲,۲۲۰	۳,۸۸۹,۶۲۰	۷,۱۰۹,۶۴۰	۸,۱۸۲,۹۸۰	.	۴,۰۲	۱,۸۳	۵,۸۵		سی تی اسکن شکم - بدون تزریق	#	۷۰۲۲۸۰
۲,۴۵۰,۴۲۰	۴,۲۰۷,۵۴۰	۷,۵۵۵,۷۲۰	۸,۶۷۱,۷۸۰	.	۴,۱۸	۲,۱۹	۶,۳۷		سی تی اسکن شکم - با تزریق	#	۷۰۲۲۸۵
۳,۸۴۳,۵۴۰	۶,۵۹۹,۲۸۰	۱۱,۸۵۳,۸۴۰	۱۳,۶۰۵,۳۶۰	.	۶,۵۶	۳,۴۳	۹,۹۹		سی تی اسکن شکم - با و بدون تزریق	#	۷۰۲۲۹۰
۳,۳۱۴,۴۲۰	۵,۶۷۱,۳۰۰	۱۰,۳۶۵,۱۶۰	۱۱,۹۲۹,۷۸۰	.	۵,۸۶	۲,۶۷	۸,۵۳		سی تی اسکن شکم و لگن - بدون تزریق	#	۷۰۲۲۹۵
۳,۵۰۰,۹۶۰	۵,۹۹۰,۴۷۰	۱۰,۹۴۸,۶۶۰	۱۲,۶۰۱,۳۹۰	.	۶,۱۹	۲,۸۲	۹,۰۱		سی تی اسکن شکم و لگن - با تزریق	#	۷۰۲۳۰۰
۵,۴۴۷,۴۲۰	۹,۳۲۱,۱۹۰	۱۷,۰۳۴,۸۲۰	۱۹,۶۰۶,۰۳۰	.	۹,۶۳	۴,۲۹	۱۴,۰۲		سی تی اسکن شکم و لگن - با و بدون تزریق	#	۷۰۲۳۰۵
۲,۱۲۵,۷۰۰	۳,۶۳۷,۱۲۰	۶,۶۴۸,۸۸۰	۷,۶۵۲,۸۰۰	.	۳,۷۶	۱,۷۱	۵,۴۷		سی تی اسکن لگن - بدون تزریق	#	۷۰۲۳۱۰
۲,۲۶۸,۹۴۰	۳,۸۸۲,۵۲۰	۷,۰۹۴,۵۴۰	۸,۱۶۵,۲۱۰	.	۴,۰۱	۱,۸۳	۵,۸۴		سی تی اسکن لگن - با تزریق	#	۷۰۲۳۱۵
۳,۵۲۴,۱۲۰	۶,۰۳۰,۱۹۰	۱۱,۰۲۰,۴۲۰	۱۲,۶۸۳,۸۳۰	.	۶,۲۳	۲,۸۴	۹,۰۷		سی تی اسکن لگن - با و بدون تزریق	#	۷۰۲۳۲۰
۱,۴۱۸,۵۶۰	۲,۴۲۷,۱۱۰	۴,۴۳۷,۶۲۰	۵,۱۰۷,۷۹۰	.	۲,۵۱	۱,۱۴	۳,۶۵		بررسی ۲ و ۴ میلی متری هر یک از اعضاء شکم - با یا بدون تزریق - هر یک به تنهایی (پانکراس، کلیه ها، طحال و غدد فوق کلیوی)	#	۷۰۲۳۲۵
۲,۰۷۴,۳۶۰	۳,۵۴۰,۵۶۰	۶,۵۵۲,۳۲۰	۷,۵۵۶,۲۴۰	.	۳,۷۶	۱,۵۴	۵,۳		سی تی اسکن لگن - بدون تزریق ماده حاجب یا لگن استخوانی	#	۷۰۲۳۳۰
۲,۱۲۵,۷۰۰	۳,۶۳۷,۱۲۰	۶,۶۴۸,۸۸۰	۷,۶۵۲,۸۰۰	.	۳,۷۶	۱,۷۱	۵,۴۷		بررسی ۲ و ۴ میلی متری اعضاء انفرادی و اختصاصی شکم - با تزریق دینامیک (کبد)	#	۷۰۲۳۳۵
۲,۶۰۳,۰۰۰	۴,۴۵۴,۲۰۰	۸,۱۳۸,۸۰۰	۹,۳۶۷,۰۰۰	.	۴,۶	۲,۱	۶,۷		آزتیو سی تی اسکن آنورت با بازسازی ها	#	۷۰۲۳۴۰
۱,۷۴۸,۳۴۰	۲,۹۹۱,۶۹۰	۵,۴۶۶,۷۸۰	۶,۲۹۱,۸۱۰	.	۳,۰۹	۱,۴۱	۴,۵		سی تی اسکن دو مهره یک دیسک - بدون تزریق	#	۷۰۲۳۴۵
۱,۷۴۸,۳۴۰	۲,۹۹۱,۶۹۰	۵,۴۶۶,۷۸۰	۶,۲۹۱,۸۱۰	.	۳,۰۹	۱,۴۱	۴,۵		سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه توراسیک) - بدون تزریق	#	۷۰۲۳۵۰

۱,۷۴۸,۳۴۰	۲,۹۹۱,۶۹۰	۵,۴۶۶,۷۸۰	۶,۲۹۱,۸۱۰	۰	۳۰۹	۱,۴۱	۴,۵		سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه سرویکال)- بدون تزریق	#	۷۰۲۳۵۵
۱,۷۴۸,۳۴۰	۲,۹۹۱,۶۹۰	۵,۴۶۶,۷۸۰	۶,۲۹۱,۸۱۰	۰	۳۰۹	۱,۴۱	۴,۵		سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه لومبر)- بدون تزریق	#	۷۰۲۳۶۰
۱,۹۵۵,۵۶۰	۳,۳۲۴,۸۰۰	۶,۲۷۲,۴۸۰	۷,۲۵۵,۰۴۰	۰	۳,۶۸	۱,۲۶	۴,۹۴		سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه لومبر)- با تزریق	#	۷۰۲۳۶۵
۱,۹۵۵,۵۶۰	۳,۳۲۴,۸۰۰	۶,۲۷۲,۴۸۰	۷,۲۵۵,۰۴۰	۰	۳,۶۸	۱,۲۶	۴,۹۴		سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه توراسیک)- با تزریق	#	۷۰۲۳۷۰
۱,۹۵۵,۵۶۰	۳,۳۲۴,۸۰۰	۶,۲۷۲,۴۸۰	۷,۲۵۵,۰۴۰	۰	۳,۶۸	۱,۲۶	۴,۹۴		سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه سرویکال)- با تزریق	#	۷۰۲۳۷۵
۱,۹۵۵,۵۶۰	۳,۳۲۴,۸۰۰	۶,۲۷۲,۴۸۰	۷,۲۵۵,۰۴۰	۰	۳,۶۸	۱,۲۶	۴,۹۴		سی تی اسکن دو مهره یک دیسک- با تزریق	#	۷۰۲۳۸۰
۲,۸۷۸,۴۶۰	۴,۸۹۳,۵۸۰	۹,۲۳۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۲,۱۴۰	۰	۵,۴۲	۱,۸۵	۷,۲۷		سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه توراسیک)- با و بدون تزریق	#	۷۰۲۳۸۵
۲,۸۷۸,۴۶۰	۴,۸۹۳,۵۸۰	۹,۲۳۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۲,۱۴۰	۰	۵,۴۲	۱,۸۵	۷,۲۷		سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه سرویکال)- با و بدون تزریق	#	۷۰۲۳۹۰
۲,۸۷۸,۴۶۰	۴,۸۹۳,۵۸۰	۹,۲۳۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۲,۱۴۰	۰	۵,۴۲	۱,۸۵	۷,۲۷		سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه لومبر)- با و بدون تزریق	#	۷۰۲۳۹۵
۲,۸۷۸,۴۶۰	۴,۸۹۳,۵۸۰	۹,۲۳۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۲,۱۴۰	۰	۵,۴۲	۱,۸۵	۷,۲۷		سی تی اسکن دو مهره یک دیسک- با و بدون تزریق	#	۷۰۲۴۰۰
۴۵۰,۸۶۰	۷۷۵,۹۹۰	۱,۳۷۶,۷۴۰	۱,۵۷۶,۹۹۰	۰	۰,۷۵	۰,۴۳	۱,۱۸		سی تی اسکن فضای بین مهره‌ای (سری- گردنی، پشتی، کمری)- هر کدام جداگانه	#	۷۰۲۴۰۵
۳,۷۳۵,۶۰۰	۶,۵۲۶,۸۰۰	۱۰,۶۹۲,۰۰۰	۱۲,۰۸۰,۴۰۰	۰	۵,۲	۵	۱۰,۲	(برای تزریق اینترانکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)	سی تی اسکن مایلو یک جهت برای دو مهره و یک دیسک	#	۷۰۲۴۱۰
۱,۷۴۸,۳۴۰	۲,۹۹۱,۶۹۰	۵,۴۶۶,۷۸۰	۶,۲۹۱,۸۱۰	۰	۳۰۹	۱,۴۱	۴,۵		سی تی اسکن هر سگمان از اندام	#	۷۰۲۴۱۵
۱,۷۴۸,۳۴۰	۲,۹۹۱,۶۹۰	۵,۴۶۶,۷۸۰	۶,۲۹۱,۸۱۰	۰	۳۰۹	۱,۴۱	۴,۵		سی تی اسکن اندام فوقانی بدون کنتراست	#	۷۰۲۴۲۰
۱,۹۳۹,۷۰۰	۳,۲۹۷,۸۵۰	۶,۲۲۱,۵۰۰	۷,۱۹۶,۰۵۰	۰	۳,۶۵	۱,۲۵	۴,۹		سی تی اسکن اندام فوقانی با کنتراست	#	۷۰۲۴۲۵
۲,۲۰۰,۲۰۰	۳,۹۱۰,۶۱۰	۷,۳۷۸,۹۴۰	۸,۵۳۵,۰۵۰	۰	۴,۲۳	۱,۴۸	۵,۸۱		سی تی اسکن اندام فوقانی بدون و با کنتراست	#	۷۰۲۴۳۰
۱,۷۴۸,۳۴۰	۲,۹۹۱,۶۹۰	۵,۴۶۶,۷۸۰	۶,۲۹۱,۸۱۰	۰	۳۰۹	۱,۴۱	۴,۵		سی تی اسکن اندام تحتانی بدون کنتراست	#	۷۰۲۴۳۵
۱,۹۳۹,۷۰۰	۳,۲۹۷,۸۵۰	۶,۲۲۱,۵۰۰	۷,۱۹۶,۰۵۰	۰	۳,۶۵	۱,۲۵	۴,۹		سی تی اسکن اندام تحتانی با کنتراست	#	۷۰۲۴۴۰
۲,۲۰۰,۲۰۰	۳,۹۱۰,۶۱۰	۷,۳۷۸,۹۴۰	۸,۵۳۵,۰۵۰	۰	۴,۲۳	۱,۴۸	۵,۸۱		سی تی اسکن اندام تحتانی با و بدون کنتراست	#	۷۰۲۴۴۵
۱,۹۳۹,۱۶۰	۳,۳۱۷,۹۵۰	۶,۰۶۵,۳۸۰	۶,۹۸۱,۱۹۰	۰	۳,۴۳	۱,۵۶	۴,۹۹		سی تی اسکن و محاسبه آنته ورشن هیپ با زانو	#	۷۰۲۴۵۰
۱,۷۰۴,۷۶۰	۲,۹۳۳,۷۲۰	۵,۲۰۸,۵۶۰	۵,۹۶۶,۸۴۰	۰	۲,۸۴	۱,۶۲	۴,۴۶		سی تی اسکن هر مفصل- در یک جهت	#	۷۰۲۴۵۵
۲,۳۶۲,۸۴۰	۴,۰۴۲,۸۲۰	۷,۳۹۱,۰۰۰	۸,۵۰۷,۰۶۰	۰	۴,۱۸	۱,۹	۶,۰۸		سی تی اسکن و محاسبه مینرالیزاسیون استخوان (دانسیتومتري)	#	۷۰۲۴۶۰
۲,۵۳۹,۵۸۰	۴,۳۳۴,۹۲۰	۸,۰۱۹,۵۲۰	۹,۲۴۷,۷۲۰	۰	۴,۶	۱,۸۹	۶,۴۹		پروتکل بررسی هماژیوم کبدي شامل سی تی اسکن (بدون تزریق یا با تزریق دینامیک و تاخیری)	#	۷۰۲۴۶۵
۶۳۵,۲۶۰	۱,۱۰۶,۶۸۰	۱,۸۴۳,۶۰۰	۲,۰۸۹,۲۴۰	۰	۰,۹۲	۰,۸	۱,۷۲		پازسازی متال آرتیفکت (اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی)	#	۷۰۲۴۷۰

۶۳۵,۳۶۰	۱,۱۰۶,۶۸۰	۱,۸۴۳,۶۰۰	۲,۰۸۹,۲۴۰	۰	۰.۹۲	۰.۸	۱.۷۲		پازسازی هر ناحیه (اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی)	#	۷۰۲۴۷۵
۱,۰۹۵,۸۴۰	۱,۸۶۸,۱۳۰	۳,۴۷۸,۱۴۰	۴,۰۱۴,۸۱۰	۰	۲.۰۱	۰.۷۸	۲.۷۹		سیالو سی تی - یک جهت با حق تزریق	#	۷۰۲۴۸۰
۲۵,۷۰۲,۰۰۰	۴۴,۴۰۵,۰۰۰	۷۷,۲۴۶,۰۰۰	۸۸,۱۹۳,۰۰۰	۰	۴۱	۲۷	۶۸		(برای بررسی عروق کرونر قلب، سی تی آنژیوگرافی کمتر از ۶۴ اسلایس قابل گزارش نمی باشد)	#	۷۰۲۴۸۵
۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۵,۰۰۰	۴۶,۲۷۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۵,۰۰۰	۰	۲۵	۱۵	۴۰		سی تی آنژیوگرافی مالتی دکتور برای بررسی سایر عروق یک طرفه یا دو طرفه	#	۷۰۲۴۹۰
۴,۵۱۰,۸۰۰	۷,۸۰۱,۴۷۰	۱۳,۴۹۶,۵۸۰	۱۵,۳۹۴,۹۵۰	۰	۷.۱۱	۴.۸۶	۱۱.۹۷		سی تی آنژیوگرافی کاروتید (اکستراکرانیال)	#	۷۰۲۴۹۵
۴,۷۷۵,۱۲۰	۸,۲۵۸,۲۹۰	۱۴,۲۸۹,۸۲۰	۱۶,۳۰۰,۲۳۰	۰	۷.۵۳	۵.۱۴	۱۲.۶۷		سی تی آنژیوگرافی شراین اینتراکرانیال	#	۷۰۲۵۰۰
۴,۵۱۰,۸۰۰	۷,۸۰۱,۴۷۰	۱۳,۴۹۶,۵۸۰	۱۵,۳۹۴,۹۵۰	۰	۷.۱۱	۴.۸۶	۱۱.۹۷		سی تی آنژیوگرافی کلیه (جهت دهنده کلیه)	#	۷۰۲۵۰۵
۴,۳۵۲,۴۶۰	۷,۵۲۷,۶۶۰	۱۳,۰۲۲,۵۲۰	۱۴,۸۵۴,۱۴۰	۰	۶.۸۶	۴.۶۹	۱۱.۵۵		سی تی آنژیوگرافی آنورت توراسیک	#	۷۰۲۵۱۰
۳,۹۱۸,۲۸۰	۶,۷۴۲,۷۲۰	۱۱,۹۷۳,۲۶۰	۱۳,۷۱۶,۷۷۰	۰	۶.۵۳	۳.۷۲	۱۰.۲۵		سی تی آنژیوگرافی آنورت شکمی	#	۷۰۲۵۱۵
۳,۷۶۱,۷۰۰	۶,۴۷۳,۱۹۰	۱۱,۴۹۵,۴۶۰	۱۳,۱۶۹,۵۵۰	۰	۶.۲۷	۳.۵۷	۹.۸۴		سی تی آنژیوگرافی سایر ارگان ها	#	۷۰۲۵۲۰
۳,۷۶۱,۷۰۰	۶,۴۷۳,۱۹۰	۱۱,۴۹۵,۴۶۰	۱۳,۱۶۹,۵۵۰	۰	۶.۲۷	۳.۵۷	۹.۸۴		سی تی آنژیوگرافی شکم بدون ماده حاجب وباماده حاجب	#	۷۰۲۵۲۵
۳,۷۶۱,۷۰۰	۶,۴۷۳,۱۹۰	۱۱,۴۹۵,۴۶۰	۱۳,۱۶۹,۵۵۰	۰	۶.۲۷	۳.۵۷	۹.۸۴		سی تی آنژیوگرافی اندام فوقانی با وبدون ماده حاجب-مقاطع بعدی	#	۷۰۲۵۳۰
۳,۷۶۱,۷۰۰	۶,۴۷۳,۱۹۰	۱۱,۴۹۵,۴۶۰	۱۳,۱۶۹,۵۵۰	۰	۶.۲۷	۳.۵۷	۹.۸۴		سی تی آنژیوگرافی اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب	#	۷۰۲۵۳۵
۱,۹۱۷,۴۶۰	۳,۳۰۹,۷۷۰	۵,۷۸۴,۸۶۰	۶,۶۰۹,۸۹۰	۰	۳.۰۹	۱.۹۷	۵.۰۶		سی تی اسکن High Resolution تمام ریه در یک نفس (۵ میلی متری) - بدون تزریق	#	۷۰۲۵۴۰
۲,۴۰۴,۸۴۰	۴,۱۲۸,۱۳۰	۷,۳۵۰,۱۴۰	۸,۴۲۰,۸۱۰	۰	۴.۰۱	۲.۲۸	۶.۲۹		سی تی اسکن فانکشنال ریه با محاسبات ظرفیتهای تنفسی (Pulmo CT)	#	۷۰۲۵۴۵
۴,۵۱۰,۸۰۰	۷,۸۰۱,۴۷۰	۱۳,۴۹۶,۵۸۰	۱۵,۳۹۴,۹۵۰	۰	۷.۱۱	۴.۸۶	۱۱.۹۷		سی تی آنژیوپورتوگرافی کبد	#	۷۰۲۵۵۰
۴,۹۵۵,۳۶۰	۸,۵۷۰,۴۱۰	۱۴,۸۲۶,۲۲۰	۱۶,۹۱۱,۴۹۰	۰	۷.۸۱	۵.۳۴	۱۳.۱۵		سی تی اسکن جهت بررسی پرفیوژن بافتی - با گاز گزنون (Xenon CT)	#	۷۰۲۵۵۵
۴,۶۰۰,۹۲۰	۷,۹۵۷,۵۲۰	۱۳,۷۶۴,۷۸۰	۱۵,۷۰۰,۵۳۰	۰	۷.۲۵	۴.۹۶	۱۳.۲۱		سی تی اسکن اندوسکوپی - هر ارگان (VirtualEndoscopy)	#	۷۰۲۵۶۰
۲,۴۲۱,۲۰۰	۴,۱۶۷,۹۴۰	۷,۳۸۷,۹۶۰	۸,۴۶۱,۳۰۰	۰	۴.۰۲	۲.۲۲	۶.۳۴		سی تی اسکن اسپیرال مغز بدون تزریق	#	۷۰۲۵۶۵
۲,۷۶۲,۳۰۰	۴,۷۵۶,۶۹۰	۸,۴۱۷,۲۶۰	۹,۶۳۷,۴۵۰	۰	۴.۵۷	۲.۶۷	۷.۲۴		سی تی اسکن اسپیرال مغز با تزریق	#	۷۰۲۵۷۰
۴,۲۵۰,۵۴۰	۷,۳۲۳,۰۹۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۰	۱۴,۶۹۱,۶۱۰	۰	۶.۸۹	۴.۳۱	۱۱.۲		سی تی اسکن اسپیرال مغز با و بدون تزریق	#	۷۰۲۵۷۵
۴,۲۵۰,۵۴۰	۷,۳۲۳,۰۹۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۰	۱۴,۶۹۱,۶۱۰	۰	۶.۸۹	۴.۳۱	۱۱.۲		سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزینال بدون تزریق	#	۷۰۲۵۸۰
۴,۸۴۶,۹۰۰	۸,۳۶۱,۶۲۰	۱۴,۶۵۷,۴۸۰	۱۶,۷۵۶,۱۰۰	۰	۷.۸۶	۴.۹۱	۱۲.۷۷		سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزینال با تزریق	#	۷۰۲۵۸۵
۷,۲۷۹,۱۶۰	۱۲,۵۵۸,۰۴۰	۲۲,۰۰۹,۸۴۰	۲۵,۱۶۰,۴۴۰	۰	۱۱.۸	۷.۲۸	۱۹.۱۸		سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزینال با و بدون تزریق	#	۷۰۲۵۹۰

۴,۲۵۰,۵۴۰	۷,۳۳۲,۰۹۰	۱۲,۸۵۱,۹۸۰	۱۴,۶۹۱,۶۱۰	۰	۶.۸۹	۴.۳۱	۱۱.۲	سی تی اسکن اسپیرال مقاطع کرونال ساجیتال یا ابلیک	#	۷۰۲۵۹۵
۲,۶۵۲,۷۴۰	۴,۶۰۵,۳۰۰	۷,۸۲۵,۳۲۰	۸,۸۹۸,۶۶۰	۰	۴.۰۲	۳.۰۹	۷.۱۱	سی تی اسکن اسپیرال پوستریورفوسا با مقاطع ظریف (با یا بدون تزریق)	#	۷۰۲۶۰۰
۳,۲۲۲,۰۰۰	۵,۶۷۶,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۰۰	۰	۴	۵	۹	سی تی اسکن اسپیرال پوستریورفوسا با مقاطع ظریف (با و بدون تزریق)	#	۷۰۲۶۰۵
۲,۴۶۷,۰۰۰	۴,۲۵۶,۰۰۰	۷,۴۶۰,۰۰۰	۸,۵۲۸,۰۰۰	۰	۴	۲.۵	۶.۵	سی تی اسکن اسپیرال اربیت -سلا- پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق	#	۷۰۲۶۱۰
۲,۴۲۱,۲۰۰	۴,۱۶۷,۹۴۰	۷,۳۸۷,۹۶۰	۸,۴۶۱,۲۰۰	۰	۴.۰۲	۲.۲۲	۶.۳۴	سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس- یک جهت (کرونال یا اگزیتال) بدون تزریق	#	۷۰۲۶۱۵
۲,۴۲۱,۲۰۰	۴,۱۶۷,۹۴۰	۷,۳۸۷,۹۶۰	۸,۴۶۱,۲۰۰	۰	۴.۰۲	۲.۲۲	۶.۳۴	سی تی اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق	#	۷۰۲۶۲۰
۲,۵۲۰,۸۶۰	۴,۳۵۵,۳۸۰	۷,۵۷۵,۴۰۰	۸,۶۴۸,۷۴۰	۰	۴.۰۲	۲.۶۵	۶.۶۷	سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس یک جهت با تزریق	#	۷۰۲۶۳۰
۴,۱۵۰,۸۸۰	۷,۱۴۵,۶۵۰	۱۲,۶۶۴,۵۴۰	۱۴,۵۰۴,۱۷۰	۰	۶.۸۹	۳.۹۸	۱۰.۸۷	سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس یک جهت -با و بدون تزریق	#	۷۰۲۶۳۵
۲,۷۶۰,۵۴۰	۴,۷۵۲,۴۲۰	۸,۴۲۱,۰۰۰	۹,۶۴۲,۸۶۰	۰	۴.۵۸	۲.۶۵	۷.۲۳	سی تی اسکن اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق	#	۷۰۲۶۴۰
۴,۱۵۰,۸۸۰	۷,۱۴۵,۶۵۰	۱۲,۶۶۴,۵۴۰	۱۴,۵۰۴,۱۷۰	۰	۶.۸۹	۳.۹۸	۱۰.۸۷	سی تی اسکن اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق	#	۷۰۲۶۴۵
۴,۲۶۴,۴۰۰	۷,۳۴۸,۶۰۰	۱۲,۹۵۵,۶۰۰	۱۴,۸۲۴,۶۰۰	۰	۷	۴.۲	۱۱.۲	سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس -دو جهت- بدون تزریق	#	۷۰۲۶۵۰
۴,۸۴۶,۹۰۰	۸,۳۶۱,۶۲۰	۱۴,۶۵۷,۴۸۰	۱۶,۷۵۶,۱۰۰	۰	۷.۸۶	۴.۹۱	۱۲.۷۷	سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس دو جهت با تزریق	#	۷۰۲۶۵۵
۷,۲۸۵,۲۰۰	۱۲,۵۶۹,۴۰۰	۲۲,۰۲۱,۲۰۰	۲۵,۱۷۱,۸۰۰	۰	۱۱.۸	۷.۴	۱۹.۲	سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس- دو جهت با و بدون تزریق	#	۷۰۲۶۶۰
۲,۶۱۲,۰۲۰	۴,۴۹۴,۲۰۰	۷,۹۸۶,۵۶۰	۹,۱۵۰,۶۸۰	۰	۴.۲۶	۲.۴۷	۶.۸۳	سی تی اسکن اسپیرال دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم	#	۷۰۲۶۶۵
۱,۹۹۵,۲۲۰	۳,۴۵۸,۹۰۰	۵,۹۰۹,۹۶۰	۶,۷۲۶,۹۸۰	۰	۳.۰۶	۲.۲۷	۵.۳۳	سی تی اسکن اسپیرال اوربیت هر جهت بدون تزریق	#	۷۰۲۶۷۰
۲,۳۳۲,۰۸۰	۴,۰۲۳,۳۲۰	۷,۰۶۷,۱۲۰	۸,۰۸۱,۷۲۰	۰	۳.۸	۲.۲۴	۶.۱۴	سی تی اسکن اسپیرال اوربیت هر جهت با تزریق	#	۷۰۲۶۷۵
۳,۴۵۶,۸۰۰	۵,۹۷۵,۵۶۰	۱۰,۳۶۵,۰۴۰	۱۱,۸۲۸,۲۰۰	۰	۵.۴۸	۳.۶۸	۹.۱۶	سی تی اسکن اسپیرال اوربیت (هر جهت - با و بدون تزریق)	#	۷۰۲۶۸۰
۲,۹۸۵,۰۸۰	۵,۱۴۴,۰۲۰	۹,۰۶۸,۹۲۰	۱۰,۳۷۷,۲۲۰	۰	۴.۹	۲.۹۴	۷.۸۴	سی تی اسکن اسپیرال اوربیت دو جهت بدون تزریق	#	۷۰۲۶۸۵
۳,۱۷۷,۶۶۰	۵,۴۷۴,۵۵۰	۹,۶۶۳,۷۸۰	۱۱,۰۶۰,۱۹۰	۰	۵.۲۳	۳.۱۱	۸.۳۴	سی تی اسکن اسپیرال اوربیت دو جهت با تزریق	#	۷۰۲۶۹۰
۴,۹۳۴,۰۰۰	۸,۵۱۲,۰۰۰	۱۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۶,۰۰۰	۰	۸	۵	۱۳	سی تی اسکن اسپیرال اوربیت دو جهت با و بدون تزریق	#	۷۰۲۶۹۵
۳,۴۵۶,۸۰۰	۵,۹۷۵,۵۶۰	۱۰,۳۶۵,۰۴۰	۱۱,۸۲۸,۲۰۰	۰	۵.۴۸	۳.۶۸	۹.۱۶	سی تی اسکن اسپیرال اربیت - سلا- پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق	#	۷۰۲۷۰۰
۴,۷۲۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۵۰۰	۱۴,۱۶۵,۰۰۰	۱۶,۱۶۷,۵۰۰	۰	۷.۵	۵	۱۲.۵	سی تی اسکن اسپیرال اربیت -سلا پوستریور فوسا با و بدون تزریق گوش داخلی خارجی یا میانی - با یا بدون تزریق	#	۷۰۲۷۰۵
۱,۷۹۹,۹۶۰	۳,۰۷۲,۴۶۰	۵,۶۸۳,۷۲۰	۶,۵۵۴,۱۴۰	۰	۳.۲۶	۱.۳۴	۴.۶	سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی یک جهت بدون تزریق	#	۷۰۲۷۱۰
۱,۹۲۹,۸۶۰	۳,۳۹۳,۷۴۰	۶,۰۹۷,۳۴۰	۷,۰۳۱,۷۴۰	۰	۳.۵	۱.۴۳	۴.۹۳	سی تی اسکن اسپیرال گوش یک جهت با تزریق	#	۷۰۲۷۱۵

۲,۸۹۲,۰۲۰	۴,۹۳۶,۳۶۰	۹,۱۳۳,۶۰۰	۱۰,۵۳۲,۶۸۰	۰	۵,۲۴	۲,۱۵	۷,۳۹	سی تی اسکن اسپیرال گوش یک جهت با و بدون تزریق	#	۷۰۲۷۲۰
۲,۹۹۷,۵۰۰	۵,۱۱۶,۵۱۰	۹,۴۶۵,۹۴۰	۱۰,۹۱۵,۷۵۰	۰	۵,۴۳	۲,۲۳	۷,۶۶	سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی کورونال و آگزیزال (استخوان پتروس)	#	۷۰۲۷۲۵
۲,۹۹۷,۵۰۰	۵,۱۱۶,۵۱۰	۹,۴۶۵,۹۴۰	۱۰,۹۱۵,۷۵۰	۰	۵,۴۳	۲,۲۳	۷,۶۶	سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی پوستریوروسا دو جهت	#	۷۰۲۷۳۰
۳,۲۶۰,۰۰۰	۵,۶۰۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۰۰	۱۱,۴۷۷,۵۰۰	۰	۵,۵	۳	۸,۵	سی تی اسکن اسپیرال گوش دو جهت با تزریق	#	۷۰۲۷۳۵
۴,۵۵۶,۰۴۰	۷,۷۷۶,۱۸۰	۱۴,۳۹۲,۴۴۰	۱۶,۵۹۷,۸۶۰	۰	۸,۲۶	۳,۳۸	۱۱,۶۴	سی تی اسکن اسپیرال گوش دو جهت با و بدون تزریق	#	۷۰۲۷۴۰
۲,۷۰۱,۳۰۰	۴,۶۱۰,۱۰۰	۸,۵۳۵,۰۰۰	۹,۸۴۲,۳۰۰	۰	۴,۹	۲	۶,۹	سیسترنوگرافی اسپیرال مغز در یک جهت (برای تزریق اینترانکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)	#	۷۰۲۷۴۵
۳,۴۴۳,۸۰۰	۵,۹۰۱,۳۰۰	۱۰,۷۰۷,۲۰۰	۱۲,۳۰۹,۲۰۰	۰	۶	۲,۹	۸,۹	سیسترنوگرافی اسپیرال مغز در دو جهت (برای تزریق اینترانکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)	#	۷۰۲۷۵۰
۲,۸۸۴,۷۲۰	۴,۹۲۳,۵۹۰	۹,۱۱۲,۸۲۰	۱۰,۵۰۹,۲۳۰	۰	۵,۲۳	۲,۱۴	۷,۳۷	گازمه آنوسیسترنوگرافی اسپیرال دو طرفه برای گوش داخلی	#	۷۰۲۷۵۵
۳,۶۰۱,۱۸۰	۶,۱۴۶,۳۳۰	۱۱,۳۷۶,۸۶۰	۱۳,۱۲۰,۳۷۰	۰	۶,۵۳	۲,۶۷	۹,۲	سی تی اسکن اسپیرال فک پایین یا بالا، آگزیزال با بازسازی ساجیتال و کورونال	#	۷۰۲۷۶۰
۴,۲۵۸,۴۸۰	۷,۲۶۸,۳۶۰	۱۳,۴۵۲,۰۸۰	۱۵,۵۱۳,۳۲۰	۰	۷,۷۲	۳,۱۶	۱۰,۸۸	سی تی اسکن اسپیرال سری کامل TMJ آگزیزال و کورونال و ساجیتال	#	۷۰۲۷۶۵
۳,۲۱۷,۲۰۰	۵,۵۳۲,۶۰۰	۹,۸۵۸,۰۰۰	۱۱,۲۹۹,۸۰۰	۰	۵,۴	۳	۸,۴	سی تی اسکن اسپیرال سری گوش برای پیوند کولکته با فیلم های زوم	#	۷۰۲۷۷۰
۲,۴۶۱,۵۴۰	۴,۲۰۱,۵۸۰	۷,۷۷۴,۰۴۰	۸,۹۶۴,۸۶۰	۰	۴,۴۶	۱,۸۳	۶,۲۹	سی تی اسکن اسپیرال گردن بدون تزریق	#	۷۰۲۷۷۵
۲,۷۰۴,۳۲۰	۴,۶۱۵,۷۸۰	۸,۵۴۰,۶۸۰	۹,۸۴۸,۹۸۰	۰	۴,۹	۲,۰۱	۶,۹۱	سی تی اسکن اسپیرال گردن با تزریق	#	۷۰۲۷۸۰
۴,۱۱۶,۰۰۰	۷,۰۲۱,۵۰۰	۱۳,۰۲۹,۰۰۰	۱۵,۰۲۱,۵۰۰	۰	۷,۵	۳	۱۰,۵	سی تی اسکن اسپیرال گردن - با و بدون تزریق	#	۷۰۲۷۸۵
۲,۷۰۴,۳۲۰	۴,۶۱۵,۷۸۰	۸,۵۴۰,۶۸۰	۹,۸۴۸,۹۸۰	۰	۴,۹	۲,۰۱	۶,۹۱	سی تی اسکن اسپیرال دینامیک گردن	#	۷۰۲۷۹۰
۱,۷۹۹,۹۶۰	۳,۰۷۲,۴۶۰	۵,۶۸۳,۷۲۰	۶,۵۵۴,۱۴۰	۰	۳,۲۶	۱,۳۴	۴,۶	سی تی اسکن اسپیرال حنجره یک جهت ۲ میلیمتری بدون تزریق	#	۷۰۲۷۹۵
۱,۹۸۰,۴۶۰	۳,۳۸۰,۳۷۰	۶,۲۵۵,۸۶۰	۷,۲۱۴,۳۹۰	۰	۳,۵۹	۱,۴۷	۵,۰۶	سی تی اسکن اسپیرال حنجره یک جهت ۲ میلیمتری با تزریق	#	۷۰۲۸۰۰
۳,۰۰۵,۸۰۰	۵,۱۳۵,۰۰۰	۹,۴۶۰,۴۰۰	۱۰,۹۰۲,۲۰۰	۰	۵,۴	۲,۳	۷,۷	سی تی اسکن اسپیرال حنجره یک جهت ۲ میلیمتری با و بدون تزریق	#	۷۰۲۸۰۵
۲,۷۰۴,۳۲۰	۴,۶۱۵,۷۸۰	۸,۵۴۰,۶۸۰	۹,۸۴۸,۹۸۰	۰	۴,۹	۲,۰۱	۶,۹۱	سی تی اسکن اسپیرال حنجره دو جهت	#	۷۰۲۸۱۰
۲,۴۸۱,۶۸۰	۴,۲۳۵,۶۲۰	۷,۸۴۰,۱۲۰	۹,۰۴۱,۶۲۰	۰	۴,۵	۱,۸۴	۶,۳۴	سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن بدون تزریق	#	۷۰۲۸۱۵
۲,۹۷۸,۶۲۰	۵,۰۸۳,۸۸۰	۹,۴۰۹,۲۸۰	۱۰,۸۵۱,۰۸۰	۰	۵,۴	۲,۳۱	۷,۶۱	سی تی اسکن قفسه سینه به منظور تشخیص COVID-۱۹	#	۷۰۲۸۱۹
۲,۷۰۴,۳۲۰	۴,۶۱۵,۷۸۰	۸,۵۴۰,۶۸۰	۹,۸۴۸,۹۸۰	۰	۴,۹	۲,۰۱	۶,۹۱	سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن با تزریق	#	۷۰۲۸۲۰
۴,۱۴۴,۴۴۰	۷,۰۲۴,۰۳۰	۱۳,۰۸۹,۵۴۰	۱۵,۰۹۴,۷۱۰	۰	۷,۵۱	۳,۰۸	۱۰,۵۹	سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن با و بدون تزریق	#	۷۰۲۸۲۵
۲,۸۹۵,۰۰۰	۴,۹۶۵,۰۰۰	۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۰۰۰	۰	۵	۲,۵	۷,۵	سی تی اسکن اسپیرال مدیاستن یا ریه با تزریق دینامیک	#	۷۰۲۸۳۵

۲,۹۷۸,۶۲۰	۵,۰۸۳,۸۸۰	۹,۴۰۹,۲۸۰	۱۰,۸۵۱,۰۸۰	.	۵.۴	۲.۲۱	۷.۶۱	سی تی اسکن اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العاده UHRCT - بدون تزریق	#	۷۰۲۸۴۰
۳,۵۱۴,۵۸۰	۵,۹۹۸,۸۱۰	۱۱,۱۰۱,۱۸۰	۱۲,۸۰۱,۹۷۰	.	۶.۲۷	۲.۶۱	۸.۹۸	سی تی اسکن اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العاده UHRCT - با تزریق	#	۷۰۲۸۴۵
۵,۱۹۳,۲۰۰	۸,۸۶۴,۱۷۰	۱۶,۴۰۱,۵۸۰	۱۸,۹۱۴,۰۵۰	.	۹.۴۱	۳.۸۶	۱۳.۲۷	سی تی اسکن اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العاده UHRCT - با و بدون تزریق	#	۷۰۲۸۵۰
۲,۹۹۷,۵۰۰	۵,۱۱۶,۵۱۰	۹,۴۶۵,۹۴۰	۱۰,۹۱۵,۷۵۰	.	۵.۴۳	۲.۲۳	۷.۶۶	سی تی اسکن اسپیرال شکم با تزریق	#	۷۰۲۸۵۵
۲,۸۸۴,۷۲۰	۴,۹۲۳,۵۹۰	۹,۱۱۲,۸۲۰	۱۰,۵۰۹,۲۳۰	.	۵.۲۳	۲.۱۴	۷.۳۷	سی تی اسکن اسپیرال شکم بدون تزریق	#	۷۰۲۸۶۰
۴,۷۰۴,۸۲۰	۸,۰۳۰,۰۹۰	۱۴,۸۶۲,۶۲۰	۱۷,۱۴۰,۱۳۰	.	۸.۵۳	۳.۴۹	۱۲.۰۲	سی تی اسکن اسپیرال شکم با و بدون تزریق	#	۷۰۲۸۶۵
۴,۱۹۹,۳۲۰	۷,۱۶۷,۶۵۰	۱۳,۲۶۳,۲۶۰	۱۵,۲۹۵,۱۳۰	.	۷.۶۱	۳.۱۳	۱۰.۷۳	سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق	#	۷۰۲۸۷۰
۴,۴۴۲,۰۰۰	۷,۵۸۱,۸۵۰	۱۴,۰۲۹,۹۰۰	۱۶,۱۷۹,۲۵۰	.	۸.۰۵	۳.۳	۱۱.۳۵	سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن با تزریق	#	۷۰۲۸۷۵
۶,۹۰۷,۸۲۰	۱۱,۷۹۰,۵۲۰	۲۱,۸۱۹,۰۴۰	۲۵,۱۶۱,۸۸۰	.	۱۲.۵۲	۵.۱۳	۱۷.۶۵	سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن - با و بدون تزریق	#	۷۰۲۸۸۰
۲,۷۰۴,۲۲۰	۴,۶۱۵,۷۸۰	۸,۵۴۰,۶۸۰	۹,۸۴۸,۹۸۰	.	۴.۹	۲.۰۱	۶.۹۱	سی تی اسکن اسپیرال لگن بدون تزریق	#	۷۰۲۸۸۵
۲,۸۸۰,۴۴۰	۴,۹۱۶,۵۰۰	۹,۰۹۷,۷۲۰	۱۰,۴۹۱,۴۶۰	.	۵.۲۲	۲.۱۴	۷.۳۶	سی تی اسکن اسپیرال لگن با تزریق	#	۷۰۲۸۹۰
۴,۴۶۵,۱۶۰	۷,۶۲۱,۵۷۰	۱۴,۱۰۱,۶۶۰	۱۶,۲۶۱,۶۹۰	.	۸.۰۹	۳.۳۲	۱۱.۴۱	سی تی اسکن اسپیرال لگن با و بدون تزریق	#	۷۰۲۸۹۵
۱,۷۹۹,۹۶۰	۳,۰۷۲,۴۶۰	۵,۶۸۳,۷۲۰	۶,۵۵۴,۱۴۰	.	۳.۲۶	۱.۳۴	۴.۶	سی تی اسکن اسپیرال ۲ و ۴ میلی متری هر یک از اعضاء شکم با یا بدون تزریق - هر یک به تنهایی (پانکراس، کلیه ها، طحال و غدد فوق کلیوی)	#	۷۰۲۹۰۰
۲,۷۰۱,۲۰۰	۴,۶۱۰,۱۰۰	۸,۵۳۵,۰۰۰	۹,۸۴۳,۲۰۰	.	۴.۹	۲	۶.۹	سی تی اسکن اسپیرال لگن بدون تزریق ماده حاجب یا لگن استخوانی	#	۷۰۲۹۰۵
۲,۷۰۴,۳۲۰	۴,۶۱۵,۷۸۰	۸,۵۴۰,۶۸۰	۹,۸۴۸,۹۸۰	.	۴.۹	۲.۰۱	۶.۹۱	سی تی اسپیرال بررسی ۲ و ۴ میلی متری اعضاء انفرادی و اختصاصی شکم با تزریق دینامیک (کبد)	#	۷۰۲۹۱۵
۲,۸۳۲,۰۰۰	۴,۸۹۴,۵۰۰	۸,۴۹۹,۰۰۰	۹,۷۰۰,۵۰۰	.	۴.۵	۳	۷.۵	سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات بدون تزریق	#	۷۰۲۹۲۰
۲,۸۳۲,۰۰۰	۴,۸۹۴,۵۰۰	۸,۴۹۹,۰۰۰	۹,۷۰۰,۵۰۰	.	۴.۵	۳	۷.۵	سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه توراسیک بدون تزریق	#	۷۰۲۹۲۵
۲,۸۳۲,۰۰۰	۴,۸۹۴,۵۰۰	۸,۴۹۹,۰۰۰	۹,۷۰۰,۵۰۰	.	۴.۵	۳	۷.۵	سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه سرویکال بدون تزریق	#	۷۰۲۹۳۰
۲,۸۳۲,۰۰۰	۴,۸۹۴,۵۰۰	۸,۴۹۹,۰۰۰	۹,۷۰۰,۵۰۰	.	۴.۵	۳	۷.۵	سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه لومبار بدون تزریق	#	۷۰۲۹۳۵
۳,۶۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۲,۰۰۰	۱۱,۰۴۸,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	.	۶	۳.۵	۹.۵	سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات با تزریق	#	۷۰۲۹۴۰
۴,۳۵۵,۰۰۰	۷,۵۱۹,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۰۰۰	۱۴,۹۹۵,۰۰۰	.	۷	۴.۵	۱۱.۵	سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات با و بدون تزریق	#	۷۰۲۹۴۵
۳,۶۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۲,۰۰۰	۱۱,۰۴۸,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	.	۶	۳.۵	۹.۵	سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه لومبار با تزریق	#	۷۰۲۹۵۰
۳,۶۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۲,۰۰۰	۱۱,۰۴۸,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	.	۶	۳.۵	۹.۵	سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه توراسیک با تزریق	#	۷۰۲۹۵۵
۳,۶۲۵,۰۰۰	۶,۲۴۲,۰۰۰	۱۱,۰۴۸,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	.	۶	۳.۵	۹.۵	سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه سرویکال با تزریق	#	۷۰۲۹۶۰

۴,۳۵۵,۰۰۰	۷,۵۱۹,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۰۰۰	۱۴,۹۹۵,۰۰۰	۰	۷	۴.۵	۱۱.۵		سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه سرویکال با و بدون تزریق	#	۷۰۲۹۷۰
۴,۳۵۵,۰۰۰	۷,۵۱۹,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۰۰۰	۱۴,۹۹۵,۰۰۰	۰	۷	۴.۵	۱۱.۵		سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه لومبار با و بدون تزریق	#	۷۰۲۹۷۵
۴,۹۳۴,۰۰۰	۸,۵۱۲,۰۰۰	۱۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۶,۰۰۰	۰	۸	۵	۱۳	(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد)	سی تی اسکن مایلو اسپیرال یک جهت برای دو مهره و یک دیسک	#	۷۰۲۹۸۰
۲,۲۱۸,۸۶۰	۳,۷۸۷,۳۸۰	۷,۰۰۷,۴۰۰	۸,۰۸۰,۷۴۰	۰	۴.۰۲	۱.۶۵	۵.۶۷		سی تی اسکن اسپیرال هر سگمان از اندام	#	۷۰۲۹۸۵
۲,۲۱۸,۸۶۰	۳,۷۸۷,۳۸۰	۷,۰۰۷,۴۰۰	۸,۰۸۰,۷۴۰	۰	۴.۰۲	۱.۶۵	۵.۶۷		سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی بدون کنتراست	#	۷۰۲۹۹۰
۲,۶۱۴,۶۰۰	۴,۴۶۲,۵۸۰	۸,۲۵۹,۳۲۰	۹,۵۲۴,۹۰۰	۰	۴.۷۴	۱.۹۴	۶.۶۸		سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی با کنتراست	#	۷۰۲۹۹۵
۳,۱۰۷,۲۶۰	۵,۳۰۳,۷۵۰	۹,۸۱۳,۳۸۰	۱۱,۳۱۶,۵۹۰	۰	۵.۶۳	۲.۳۱	۷.۹۴		سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی بدون و با کنتراست	#	۷۰۳۰۰۰
۲,۲۲۵,۴۰۰	۳,۸۰۱,۶۰۰	۷,۰۰۵,۶۰۰	۸,۰۷۳,۶۰۰	۰	۴	۱.۷	۵.۷		سی تی اسکن اسپیرال اندام تحتانی بدون کنتراست	#	۷۰۳۰۰۵
۲,۶۱۴,۶۰۰	۴,۴۶۲,۵۸۰	۸,۲۵۹,۳۲۰	۹,۵۲۴,۹۰۰	۰	۴.۷۴	۱.۹۴	۶.۶۸		سی تی اسکن اسپیرال اندام تحتانی با کنتراست	#	۷۰۳۰۱۰
۳,۱۰۷,۲۶۰	۵,۳۰۳,۷۵۰	۹,۸۱۳,۳۸۰	۱۱,۳۱۶,۵۹۰	۰	۵.۶۳	۲.۳۱	۷.۹۴		سی تی اسکن اسپیرال اندام تحتانی با و بدون کنتراست	#	۷۰۳۰۱۵
۲,۴۶۱,۵۴۰	۴,۳۰۱,۵۸۰	۷,۷۷۴,۰۴۰	۸,۹۶۴,۸۶۰	۰	۴.۴۶	۱.۸۳	۶.۲۹		سی تی اسکن اسپیرال و محاسبه آنته ورشن هیپ با زانو	#	۷۰۳۰۲۰
۲,۱۵۰,۱۰۰	۳,۶۸۹,۷۳۰	۶,۶۴۵,۴۲۰	۷,۶۳۰,۶۵۰	۰	۳.۶۹	۱.۸۹	۵.۵۸		سی تی اسکن اسپیرال هر مفصل در یک جهت	#	۷۰۳۰۲۵
۲,۹۹۷,۵۰۰	۵,۱۱۶,۵۱۰	۹,۴۶۵,۹۴۰	۱۰,۹۱۵,۷۵۰	۰	۵.۴۳	۲.۲۳	۷.۶۶		سی تی اسکن اسپیرال و محاسبه مینرالیزاسیون استخوان	#	۷۰۳۰۳۰
۳,۲۹۲,۸۰۰	۵,۶۱۷,۲۰۰	۱۰,۴۲۳,۲۰۰	۱۲,۰۲۵,۲۰۰	۰	۶	۲.۴	۸.۴		پروتکل بررسی همانژنوم کیدی شامل سی تی اسکن اسپیرال (بدون تزریق یا با تزریق دینامیک و تاخیری)	#	۷۰۳۰۳۵
۳,۰۴۶,۰۰۰	۵,۲۴۹,۰۰۰	۹,۲۵۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۰۰۰	۰	۵	۳	۸		Cone Beam CT: هر کوادرانت	#*	۷۰۳۰۴۰
۳,۴۱۱,۰۰۰	۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۲۹۳,۰۰۰	۱۱,۷۶۱,۵۰۰	۰	۵.۵	۳.۵	۹		Cone Beam CT: جهت بررسی مفصل گیجگاهی فکی دو طرفه	#*	۷۰۳۰۴۲
۴,۲۰۴,۰۰۰	۷,۲۳۵,۰۰۰	۱۲,۸۴۲,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۰۰۰	۰	۷	۴	۱۱		Cone Beam CT: جهت بررسی ضایعات استخوانی با و بدون تزریق	#*	۷۰۳۰۴۴
۲,۲۶۵,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۷.۵		۰			بیهوشی برای انجام خدمات CT-Scan یا سی تی آنژیوگرافی	#+	۷۰۳۰۶۰